

이퀄라이징

압력을 재고 분석하는 순서입니다.

1

연결하기

본체 - 튜브 - 이퀄벤트 순서로 끼웁니다.

2

전원 켜기

전원 버튼을 **약 3초** 길게.

3

영점 보정

부팅 후 **약 5초간** 압력을 가하지 마세요.

4

측정하기

[시작] → 코에 대고 이퀄라이징 → **[정지]**.

5

분석하기

[분석]에서 통계·기법 추정·조언 확인.



사용설명서를 꼭 보세요

이 카드에 없는 것이 다 있습니다.

equalscope.kr/manual.html

호흡 훈련 $\text{CO}_2 \cdot \text{O}_2$

테이블에 맞춰 음성이 호흡과 숨참기를 이끌어 줍니다.

1

모드 바꾸기

설정 → **[전환]**. 이퀄로 돌아올 때도 같은 자리.

2

테이블 고르기

[테이블]에서 고르거나 직접 만듭니다.

3

훈련하기

[시작] → 음성 안내대로 진행합니다.

4

기록 보기

[기록]에서 라운드별로 확인합니다.

안전

물 밖에서만 하세요 — 예고 없이 의식을 잃을 수 있습니다. 숨참기 전 과호흡 금지, 이상하면 즉시 중단. 물에서는 버디·강사와 함께.



사용설명서를 꼭 보세요

호흡 훈련 · 안전 안내 · USB 업데이트까지.

equalscope.kr/manual.html